

CI

130/270/370/440/530
625/925/1160

+2°C
+50°C



CI 370/440/530/625

COOLED INCUBATORS INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS INCUBATORI REFRIGERATI

UK: Cooled incubators CI range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 8 models with capacities from 130 to 1365 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- PRO control
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- temperature until +50°C

FR: Incubateurs réfrigérés série CI:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 8 modèles, disponibles avec capacités de 130 à 1365 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- contrôle PRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- température jusqu'à +50°C

IT: Incubatori refrigerati serie CI:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 8 modelli, disponibili con capacità da 130 a 1365 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- controllo PRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- temperatura fino a +50°C

PLATELET INCUBATORS INCUBATEURS DE PLAQUETTES INCUBATORE PER PIASTRINE

UK: Platelet incubators PI range:

- realized in steel epoxy coated white colour and stainless steel inside
- 2 models, with capacity 110 litres, for table-top or underbench installation
- triple layers, glass doors with full-height handle
- 2 levels for the control, standard and PRO
- internal electrical socket
- forced-air refrigeration
- temperature of +22°C

FR: Incubateurs de plaquettes série PI:

- réalisées en tôle d'acier plastifiée blanche et acier INOX à l'intérieur
- 2 modèles, avec une capacité de 110 litres pour rangement sous paillasse ou sur paillasse
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur
- 2 niveaux de contrôle, standard et PRO
- prise interne
- réfrigération ventilée
- température de +22°C

IT: Incubatori piastrinici serie PI:

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca e acciaio INOX all'interno
- 2 modelli, con capacità di 110 litri per installazioni sopra o sotto banco
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza
- 2 livelli di controllo, standard e PRO
- presa elettrica interna
- refrigerazione ventilata
- temperatura di +22°C

PI

110V/110H

+22°C



PI 110V